

ЦИФРОВОЙ МИКРОСКОП SITITECH CS02-1000X



Беспроводной цифровой микроскоп Sititech CS02-1000X – это компактное современное устройство с возможностью увеличения до 1000X крат, подключаемое к телефону или планшету на базе Android/iOS или к компьютеру с помощью USB-кабеля.

Прибор работает по принципу цифровой камеры: исследуемые объекты можно увеличивать, снимать на видео или фотографировать. Впоследствии, полученные данные можно сохранить на жестком диске компьютера для дальнейшей обработки. Также в комплекте есть настольный штатив, на который можно закрепить микроскоп.

Встроенная подсветка из 8 светодиодов с регулируемой яркостью равномерно освещает исследуемый объект и позволяет подобрать оптимальный уровень освещения для работы с любым объектом.

Данный микроскоп подходит для работы с мелкими радиодетальями, монетами, пригодится при ремонте электронных приборов, в лабораторных исследованиях, в студенческой и школьной практике.

Характеристики цифрового USB микроскопа

- Сенсор CMOS 2Мпикс
- Контроллер High Speed DSP
- Увеличение 50 ~ 1000X
- Фокус ручной от 3 мм до 60 мм
- Частота кадров: 15 кадров / сек
- Подсветка светодиодная (600 люкс) с регулировкой яркости
- Формат фото JPEG
- Формат видео AVI, MP4
- Захват видео и фото 640x480 - 1920x1080
- Интерфейс USB 2.0

- Операционная система Android 4.3+, Windows Vista/7/8/10, MacOS X 10.8+
- Материал оптики оптическое стекло
- Длина кабеля 1 м

Общие характеристики

- Цвет черный
- Источник питания 5 В DC или USB
- Габариты 140 мм x 35 мм
- Вес нетто 250 г



Инструкция по эксплуатации

Использование USB микроскопа с мобильным устройством на базе Android.

1. Найдите в Google Play приложение Inskam и установите его.
2. Подключите USB микроскоп к Вашему мобильному устройству, установите на штатив и снимите защитную крышку.
3. Запустите установленное приложение Inskam. Выберите устройство Inskam3XX.

Примечание. После того как Вы подключите USB микроскоп к мобильному устройству, должен загореться светодиод. Если этого не произошло, проверьте, включена ли на Вашем мобильном устройстве опция *OTG*.

Использование USB микроскопа с ПК/MAC

1. Подключите микроскоп к порту USB Вашего ПК.
2. Если Вы используете ПК на базе *Windows*, установите приложение для видеозахвата (например, <http://www.inskam.com/download/camera.zip>).

Если у Вас устройство *Mac*, то Вы можете использовать стандартную программу *Photo Booth*.

3. Откройте программное обеспечение для работы с устройством.

Комплектация

1. Цифровой USB микроскоп 1000X – 1 шт
2. Регулируемый кронштейн – 1 шт
3. Пластиковая подставка – 1 шт
4. USB кабель – 1 шт

Гарантийный талон

Наименование товара:	_____
Модель:	_____
Серийные номера:	_____
Дата продажи:	« ____ » _____ 20__
Реквизиты продавца:	_____
Подпись продавца:	_____
Печать продавца:	фирмы _____