

Инструкция по эксплуатации цифрового эндоскопа Ambertek Q6S

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ВИДЕОКАМЕРОЙ



ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО WI-FI

1. Загрузите бесплатное приложение *V380 Pro* из *App Store/Play Market* и зарегистрируйтесь в нем.
2. Подключите камеру к блоку питания, загорится красный и синий светодиод. Дождитесь, пока светодиод будет гореть красным цветом непрерывно, а синий потухнет.
3. Откройте список доступный Wi-Fi сетей на Вашем мобильном устройстве и подключитесь к сети *MV******.
4. После успешного подключения к сети камеры откройте приложение, выберите пункт *WiFi Smart Camera*, далее *Access-point established*.
5. На следующем шаге вам будет необходимо выбрать вашу Wi-Fi сеть и ввести пароль от нее. Дождитесь пока Wi-Fi эндоскоп успешно подключится к

Wi-Fi сети, индикатор изменит цвет на синий, и вы сможете пользоваться им удаленно.

6. При первом использовании приложение предложит вам задать пароль для доступа к цифровому эндоскопу и сохранности ваших данных.

ЗАПИСЬ ВИДЕО НА КАРТУ ПАМЯТИ

1. Вставьте в цифровой эндоскоп карту памяти MicroSD предварительно отформатированную в формате FAT32 и подключите цифровой эндоскоп удаленно к Вашей Wi-Fi сети.
2. В приложении перейдите в пункт настроек и выберите раздел Настройка видеозаписи. Установите необходимое Вам разрешение и формат записи. При необходимости Вы можете удалить все записанные файлы, нажав кнопку *Форматировать карту памяти*.

Примечание. При установке постоянной записи эндоскоп записывает ролики по 10 минут. При установке записи по сигналу тревоги эндоскоп производит 20 секундное или 2-х минутное видео.

Примечание. Запись в облачный сервис производится после покупки и активации облачного хранилища.

ПЕРЕЗАГРУЗКА УСТРОЙСТВА

Если устройство подключается некорректно или Вы забыли установленный пароль, используя ключ, входящий в комплект цифрового эндоскопа, нажмите кнопку перезагрузки на 3 секунды, красный индикатор начнет мигать. После того как индикатор будет гореть статично – эндоскоп для наблюдения через Интернет готов к работе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Запись цветного видео со звуком с разрешением 1280x720p
2. *MicroSD* память до 128 Гб
3. Активация записи по датчику движения
4. Широкоугольный объектив 120 градусов
5. Удаленное подключение и управление по Wi-Fi
6. Вес 25 г, размер 40(140)x25x15 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Гибкая камера – цифровой эндоскоп
2. Ключ для перезагрузки эндоскопа
3. Адаптер питания 220В
4. Инструкция

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара:	_____
Модель:	_____
Серийные номера:	_____
Дата продажи:	« ____ » _____ 20
Реквизиты продавца:	_____
Подпись продавца:	_____
Печать фирмы продавца:	

Amber tek